

Elektrodenanlage für erweiterte EKG-Ableitungen

Brustwand: Nehb

R	rot	(N _{st})	im 4. Intercostalraum am rechten Sternalrand
L	gelb	(N _{ax})	im 5. Intercostalraum in der hinteren Axillarlinie links
F	grün	(N _{ap})	im 5. Intercostalraum auf der linken Medioclavicularlinie
N	schwarz		Rechtes Bein

Nehb A (anterior) zwischen N_{st} und N_{ap}

Nehb I (inferior) zwischen N_{ax} und N_{ap}

Nehb D (dorsal) zwischen N_{st} und N_{ax}

Brustwand: Rechts

V1 (C1)	rot	4. Intercostalraum am rechten Sternalrand
V2 (C2)	gelb	4. Intercostalraum am linken Sternalrand
V3r (C3)	grün	rechts auf der 5. Rippe zwischen C1 und C4
V4r (C4)	braun	5. Intercostalraum auf der rechten Medioclavicularlinie
V5 (C5)	schwarz	links auf der vorderen Axillarlinie, in Höhe von C4
V6 (C6)	lila	links auf der mittleren Axillarlinie, in Höhe von C4

Brustwand: Links

V4 (C1)	rot	5. Intercostalraum auf der linken Medioclavicularlinie
V5 (C2)	gelb	links auf der vorderen Axillarlinie, in Höhe von C1
V6 (C3)	grün	links auf der mittleren Axillarlinie, in Höhe von C1
V7 (C4)	braun	links auf der hinteren Axillarlinie, in Höhe von C1
V8 (C5)	schwarz	auf der mittleren Scapularlinie in Höhe von C1
V9 (C6)	lila	5. Intercostalraum auf der Paravertebrallinie