

Höchste Messgenauigkeit und

Sicherheit in der Lungenfunktion



custo spiro mobile

Präzise Messungen in der Lungenfunktion

Mit dem Lungenfunktions-Messgerät custo spiro mobile können alle spirometrischen Standard-Untersuchungen schnell und genau durchgeführt werden. Die Untersuchung kann unter drei verschiedenen Aspekten betrachtet werden (klinisch, arbeitsmedizinisch, COPD-GOLD).



Unsere Vorteile:

- Besonders haltbarer Messkopf, innen aus hochfester Keramik
- Wechselbarer Adapter
- Messsensorik mit Drucksensor für präzisere Messungen
- Einfache und sichere Bedienung
- Elektronische Kalibrationsanpassung
- Integrierter Neigungssensor zur Kontrolle der Körperhaltung während der Messung
- Mobiler Einsatz an allen PCs durch USB-Anschluss

custo spiro protect

Sicherheit in der Lungenfunktion

custo spiro protect ist ein hocheffizienter Filter gegen Viren und Bakterien. Er bietet bei hervorragenden Messergebnissen einen hohen Infektionsschutz für Ihre Patienten.



Unsere Vorteile:

- Hohe bakterielle und virale Filtrationseffizienz (mindestens 99,999 %*)
- Laserversiegeltes Gehäuse für maximale Dichtigkeit
- Geschützte Filteroberfläche gegen Verunreinigung und Inspiration von Filterfasern
- Patientenfreundliches Mundstück
- Gehäuse aus weißem Polypropylen
- Elektrostatischer Filterkern
- ISO 10993-1


* Labortest gemäß ASTM F2101-07

Lungenfunktions-Highlights in der custo diagnostic-Software


- **Sofortiger Blick auf alle wichtigen Parameter** der Spirometrie (FEV1, FVC, FEV1/FVC (Tiffeneau-Index), etc.)
- **Leitlinienkonforme Bewertung** der Ergebnisse anhand von nationalen und internationalen Sollwertautoren, z. B. GLI-Referenzwerte
- **360°-Blick auf die Ergebnisse** der Untersuchung (klinisch, arbeitsmedizinisch, COPD-GOLD)
- **Automatischer Befund mit Befunderläuterung**
- Z-Score-Trend: **Vergleich über mehrere Messungen** (Tage/Wochen/Monate) bei einem Patienten möglich
- Testmethoden **Spasmolyse und Provokation**
- Übersichtliche Therapiekontrolle durch automatischen **Langzeit-Trend**
- **Kinderanimation** „Schnaufi der Drache“




Übersichtliche Gesamtdarstellung über alle wichtigen Werte




Effiziente Therapiekontrolle durch Vergleichsfunktion



Echzeit-Darstellung der Körperhaltung des Patienten während der Messung



Kinderanimation „Schnaufi der Drache“




Befunderläuterung: klinisch, arbeitsmedizinisch, COPD-Gold

Kardiopulmonale Diagnostic von custo med: Innovative Systemlösungen seit über 40 Jahren!

Seit 1982 bieten wir in Kooperation mit kompetenten Vertriebs- und Servicepartnern professionelle Systemlösungen für die kardiopulmonale Funktionsdiagnostik an.

Ob stationär oder mobil, Einzelplatz oder standortübergreifende Netzwerklösung, Praxis, MVZ oder Klinik – Ihr individuelles custo med-System ist eine lohnende Investition in die Zukunft.



custo med GmbH
Maria-Merian Straße 6 · 85521 Ottobrunn
+49 (0) 89 710 98-0 · www.customed.de
Besuchen Sie uns auf YouTube!



Ostring 5 | 97255 Sonderhofen
+49 9337 980190
www.medtechbergmann.de

MEHR INFORMATIONEN

Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen Hauptkatalog zu.



MT-05.24

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial per Post / per PDF .

Praxis-/Klinik-Anschrift:

Name _____
Ansprechpartner _____
Straße _____
PLZ/Ort _____
Telefon _____
Fax _____
E-Mail _____

- Ruhe-/Belastungs-EKG
- Langzeit-EKG
- Langzeit-Blutdruck
- Lungenfunktion
- Klinik-IT
- Kardiologische Reha
- Hygienetaschen „custo clean“